

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

AFERIÇÃO DE SATURAÇÃO POR OXIMETRIA DE PULSO

CÓDIGO:
PO.ENF.002REVISÃO: 00
PÁGINA:1/3**1. OBJETIVO**

Verificar a saturação parcial de oxigênio nos tecidos através de uma monitorização nãoinvasiva.

2. RESPONSABILIDADES

Coordenação de enfermagem – prestar o devido suporte a toda equipe, disponibilizar os recursos necessários e realizar investigação de casos de incidentes.

Enfermeiros e técnicos de enfermagem – Monitorar o cumprimento das diretrizes deste procedimento.

2.1 ELABORAÇÃO E REVISÃO: Enf. Alex P. Reis do Amor, Coord. Tamyris Rodrigues, Tatiane Florentino e Júlia Moscovits.

2.2 EXECUÇÃO: Enfermeiros e técnicos de enfermagem

3. DEFINIÇÕES

SP02 - Saturação periférica de oxigênio

SSVV - Sinais Vitais

EPI – Equipamento de Proteção Individual.

4. PÚBLICO ALVO

Pacientes e colaboradores atendidos na UPA Pará de Minas.

5. PROCEDIMENTO / PROCESSO

- Higienizar as mãos conforme as boas praticas .
- Identificar o paciente de acordo com o Protocolo identificação Segura perguntando o nome completo e conferir pela pulseira de identificação. Caso o paciente em questão esteja sem condições de responder, conferir os dados com o acompanhante ou prontuário;
- Explicar o procedimento ao cliente e/ou acompanhante;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

AFERIÇÃO DE SATURAÇÃO POR OXIMETRIA DE PULSO

CÓDIGO:
PO.ENF.002

REVISÃO: 00

PÁGINA:2/3

- Verificar se as unhas estão sem esmalte escuros e secos;
- Realizar a higienização do local onde será feita a aferição com álcool a 70%, se necessário;
- Realizar a desinfecção do sensor com gaze levemente umedecida com álcool a 70%;
- Colocar o sensor adequado na polpa digital dos dedos do membro superior ou inferior ou lóbulo auricular;
- Não exercer pressão sobre o dedo;
- Orientar o paciente quanto a não bater com o oxímetro em superfícies duras ou balançar o mesmo durante a verificação;
- Aguardar a apresentação do valor no monitor multiparamétrico;
- Realizar a desinfecção do aparelho e guardar em local adequado, em caso de uso não contínuo;
- Realizar a higienização das mãos;
- Realizar anotação em prontuário, em impresso específico de Sinais Vitais.

5.1 RECURSOS / MATERIAIS UTILIZADOS:

- Aparelho de oximetria de pulso
- Alcool a 70%
- Algodão
- Prontuário para anotação

6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES/REFERÊNCIAS

- SMELTZER, S. C.; BARE. B. G. Brunner & Suddart: Tratado de Enfermagem médico-cirúrgica. 12ª Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2012 acesso em : 09/09/2022.
- POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamente de Enfermagem: conceitos, processo e prática. 8ª Ed. Rio de Janeiro. Guanabara, Koogan, 2013. acesso em: 09/09/2022.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

AFERIÇÃO DE SATURAÇÃO POR OXIMETRIA DE PULSO

CÓDIGO:
PO.ENF.002

REVISÃO: 00

PÁGINA:3/3

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicavel

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico da revisão	Aprovado por	Data
00	Enfº Alex P. R do Amor Enfª Viviane R. Ávila	Setembro 2022	Emissão Inicial	Coord. Tamyris Rodrigues, Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	Dezembro 2023

Elaborado por:

Aprovado por:

Nome: Alex P. Reis do Amor
Cargo: Enfº NQSP

Nome: Tamyris Rodrigues
Cargo: Coord. Enfermagem

9. ANEXO

Não Aplicável.